

Pain®Gone
Kiire
Efektiivne
Ravimitevaba valu leevendus

Kliiniliselt testitud.
Kasutusjuhend.



EE

Kuidas kasutada Pain®Gone'i.

Pain®Gone on piesoelektriliselt töötav madalasageduslik valu leevendav meditsiiniseade, mis töötab kvartskristallidega. Seade on ette nähtud kasutamiseks transkutaanse elektrilise ja terapeutilise närvistimulaatorina (TENS) ning on täielikult eraldiseisev. Ei vaja töötamiseks patareisid, seadet pole vaja laadida.

Pain®Gone'i efektiivsus põhineb transkutaansel elektrilisel närvistimulatsiooni tehnoloogial, valu leevendamise meetodil, mida kasutatakse tugeva ja kroonilise valu puhul.

Hoia Pain®Gone pliiatsit kindlalt enda käes nii, et nimetissõrm on metallrõngal. Aseta pliiatsi ots otse valutavale kohale või akupunktile (vt Pain®Gone Akupunktuur juhendit), klikkides pliiatsi otsaga 20-30 korda – see võtab aega umbes 1 minuti. Iga klikk toodab stimuleeriva elektriimpulsi, mis aitab aktiveerida keha loomulikku valuleevendusprotsessi. Pain®Gone on sama efektiivne ka läbi kergete riiete toimides. Korda protsessi nii palju kui vaja – üledoosi ei ole võimalik tekitada. Kõrvaltoimed puuduvad. Seadet puhasta pehme, kergelt niiske lapiga ning lase kuivada enne uuesti kasutamist. Keskmine eluiga on seadmel 100 000 klikki (umbes 24 kuud). Pain®Gone seadet saab valu leevendamiseks kasutada ka akupunktuuri punktidel.

Kasutusjuhend.



Aseta Pain®Gone valutavale kohale või akupunktuuri punktile ja klikki "pliiatsi" otsaga 20-30 korda, mis võtab aega umbes 1 minuti.
Pain®Gone toimib efektiivselt ka läbi kergete riiete.



Võid tunda iga klikiga nõrka elektrilist impulssi. See impulss aktiveerib keha enda loomuliku valu leevendava protsessi.
Suurematel kehapiirkondadel liiguta seadet piki "valujoont", samal ajal klikkides.

VAID VÄLISPIDISEKS KASUTAMISEKS



ETTEVAATUS – MITTE KASUTADA:

- Kui teil on südamerütmur ehk südamestimulaator
- Kaelaarteril (carotid sinus), kõri ja neelu lihastel kaela ees/külgedel
- Südame piirkonnas või metallimplantaatidel
- Sõidukit juhtides
- Silmas ja silmaümbruses
- Rasedana
- Märjal nahal või niisketes tingimustes
- Hapnikuballooni või tuleohtlike vedelike läheduses
- Kui on epilepsia
- Lahtistel haavadel
- Ärrituse, sügeluse või nahale tekkiva punetava märgi või mõne muu sümptomi korral



HOIATUS

- Lugeda instruksiooni enne kasutamist
- Hoida lastele kättesaamatus kohas
- Antud toode ega nõuanded pole mõeldud asendada kehtivat ravi, diagnoosima või ravima
- Palume konsulteerida enne toote kasutamist arstiga juhul kui te pole kindel antud toote ja teie tervisliku olukorra kokkusobivuses või juhul kui te tarvitate juba steroide/varfariini või sarnaseid ravimeid
- Ei sobi lastele kasutamiseks
- Hoida instruksioone kindlas kohas

EE

Pain®Gone kasutusjuhend

Tehniline informatsioon

Kirjeldus: käeshoitav, pliiatsitaoline, piesoelektriline TENS stimulaator

Seedme nimi: Pain®Gone

Klassifikatsioon: klass IIa meditsiiniline seade (CE0086)

Kasutusala: Pain®Gone on disainitud individuaalseks kasutamiseks, eesmärgiga pakkuda ravimivaba piesoelektrilist TENS teraapiat

Toote tehniline informatsioon:

Ligikaudsed toote mõõtmed: 32 mm pikkus x 20 mm läbimõõt

Toime mehhanism: Pain®Gone pliiats asetatakse kas otse antud kehapiirkonnas olevale punktile mida soovitakse mõjutada või alternatiivselt, antud akupunkti (vaata Pain®Gone akupunktuur juhend) aktiveerides. Klõpsates pliiatsi otsas olevale suurele rohelisele nupule, tekib elektroodi kokkupuutepunktis patsiendi nahaga elektriline impulss.

Energia tootmine: 2,6mJ, 2000Ω.

Sagedus: 1-2Hz

Pinge: 0,000006 amprit

Aku toide: ei. Patareide vaba

Kaal: 30g

Toote eluiga: 24 kuud normaalsetes tingimustes kasutatuna, 3 sessiooni päevas, 20-30 klikki sessiooni kohta.

Hooldus: Seade on töötatud välja hooldust mittevajavaks. Pain®Gone ei vaja streiliseerimist ega desinfitseerimist. Pain®Gone seadet võib puhastada välispidiselt, kasutades selleks pehmet, kergelt niisket kangast.

Töötamise, transpordi & säilitamise tingimused: -20- +50 °C, suhtelise õhuniiskuse 10% kuni 95% juures.

Elektromagnetiline ühilduvus: Pain®Gone vastab EN 60601 elektromagnetilise ühendvusega (EMC) teostatud testidele (EN 60601-1-2:2007 ja EN 6100-4-2:2008) esitatud nõuetele.

Pain®Gone seadme tööd ei mõjuta teiste elektriliste või elektrooniliste seadmete kasutamine.

Elektrilisi häireid, mis oleksid tekkinud Pain®Gone'i ja teiste elektriliste / elektrooniliste seadmete koos kasutamisel, pole leitud aga ei saa välistada.

Ohutusnormid: Pain®Gone vastab Euroopa standardile EN 60601 I-1:1990 +A1:1993 +A2:1995

Kvaliteedinormid: Pain®Gone tootja vastab Kvaliteedi Tagamise Standarditele (ISO 13485:2003).

Pain®Gone seade vastab Euroopa meditsiiniseadme direktiivile (European Medical Device Directive) 93/42/EEC.

Meditsiiniseadmete märgistusel kasutatavad graafilised sümbolid



Tootja tähis



Ettevaatust, vaadata seadmega kaasasolevaid dokumente



Kaitse elektrilöögi eest. Tüüp BF kohaldatud vastavalt Euroopa Liidu normidele EN 60601-1.



Tootmise kuu ja aasta.



CE-märgis tootel on tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab asjakohasele Euroopa meditsiiniseadme direktiivile 93/42/EMÜ vastutava järeelvalve asutuse 0086 British Standards Instituut (BSI) järeelvalve all.

IPX1 Kaitseaste veepritsmete eest. Kaitstud vertikaalselt langevate veetilkade eest.



Elektri – ja elektroonikaseadmed tuleb kõrvaldada eraldi olmejäätmetest.



Seadme asendamine 12 kuulise garantii alusel.

Teie Pain®Gone seadmele annab tootja aastase garantii. Lisaks sellele kehtib Teile lisagarantii 12 kuud kui tegu on tootjapoolse veaga.

Kui teie seadme ostu hetkest alates **2 aasta jooksul** tekib tehniline rike, siis ostu tõendava **ostutšeki** alusel me lihtsalt saadame teile **tasuta asendusseadme**.

Garantii kehtib alates seadme kättesaamise kuupäevast.

Garantii ei laiene juhul kui usume, et tegu on seadme ebaõigest kasutamisest tingitud rikkega.